

日本電子製
卓上SEM JCM6000
デモ機販売キャンペーン!

JCM6000
デモ機販売価格
(搬入費込み)

標準定価 ¥6,570,000 (税抜き) ~

¥3,800,000 (税抜き)


注意※EDSは含みません。又、メーカー保証は付きません

- 1.装置はメーカーにてオーバーホール実施
- 2.消耗品フィラメント1セット付(6個)
- 3.傾斜回転駆動ホルダ付

卓上SEM JCM6000

新感覚の操作画面とタッチパネルで直観的操作を実現しました。さらに低真空モード標準搭載でEDSを装着が可能卓上SEMです。

観察事例



傾斜回転ホルダ



JCM6000の特徴

1. 起動後、約3分で観察可能
2. タッチパネル採用で簡単操作
3. EDS搭載可能で定性分析・簡易定量
4. 一体型フィラメントで簡単交換




精密機器総合技術商社

株式会社 菱光社

卓上SEM JCM6000


観察事例

樹脂材料




試料：ポリウレタン
加速電圧：10kV
撮影倍率：×100

金属材料




試料：アルミ疲労波面観察
加速電圧：15kV
撮影倍率：×3,000

金属材2




試料：酸化亜鉛
加速電圧：10kV
撮影倍率：×10,000


繊維材料



試料：紙表面
加速電圧：15kV
撮影倍率：×500



試料：ねじ表面観察
加速電圧：5kV



試料：Δライト
加速電圧：5kV



精密機器総合技術商社

株式会社 菱光社

本社	〒135-0061 東京都江東区豊洲5-4-9 KR豊洲ビル1F TEL 03-5548-0211 FAX 03-5548-0210
仙台営業所	〒984-0052 宮城県仙台市若林区連坊1-9-24 TEL 022-296-4711 FAX 022-296-4710
諏訪営業所	〒392-0026 長野県諏訪市大手2-17-16 (信濃ビル5階) TEL 0266-53-6235 FAX 0266-58-4482
本社営業部	〒135-0061 東京都江東区豊洲5-4-9 KR豊洲ビル1F TEL 03-5548-0222 FAX 03-5548-0220
名古屋営業所	〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2-241 TEL 052-414-1071 FAX 052-414-1773
滋賀営業所	〒520-3047 滋賀県栗東市手原5-7-28 TEL 077-552-7831 FAX 077-552-0218
金沢出張所	〒920-0031 石川県金沢市広岡2丁目4-21 (サンワイール駅西106号室) TEL 076-290-5520 FAX 076-290-5521
大阪営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 (TCSビル2階) TEL 06-6386-1281 FAX 06-6386-2150
山陰出張所	〒683-0804 鳥取県米子市米原7-16-46 (シンフォニア205号室) TEL 0859-37-5670 FAX 0859-37-5671
福岡出張所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル7F TEL 092-477-2070 FAX 092-477-2105
熊本出張所	〒861-1103 熊本県合志市野々島4393-343 TEL 096-249-1111 FAX 096-249-1112
営業技術本部	〒135-0061 東京都江東区豊洲5-4-9 KR豊洲ビル1F TEL 03-5548-0212 FAX 03-5548-0213

Benchtop SEM